

Side: 1 (2)
Vores sagsnr.: _____
Rekv./skadenr.: _____
Rapportdato: _____

Laboratorie analyse

Udført af:

MycoMeter® -Surface/Air/Materiale Rapport

Adresse for prøveudtagning		
Kontaktperson		
Debitor og mail til faktura og rapport		
Dato for prøveudtagning		
Prøve udtaget af		
Evt. beskrivelse af rapportformål		
Evt. kort bemærkning		

Send evt. facadefoto pr. mail til din rapport: info@skadeteknik.dk

Data for udtagning

Prøvenr.	Prøve udtaget på / lokale	Bemærkning
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Side: 2 (2)
Vores sagsnr.: _____
Rekv./skadenr.: _____
Rapportdato: _____

Laboratorie analyse

Udført af:



Vejledning i prøvetagning. Følg instruktionerne beskrevet i nedenstående afsnit:

1. Forseglingen på den sterile vatpind brydes ved at dreje det grønne låg.
2. Vatpinden vædes **én gang** i den sterile dyppevæske inden afvaskning af prøvestedet (beholder med væske)
3. Hold fast om vatpinden med fingrene mindst 2 cm fra vattet. Vask arealet i det selvkøbende arealmål grundigt med vatpinden. Vatpinden skal roteres for at fordele prøven på så stor en overflade af vattet som muligt. Hold vatpinden i en lav vinkel i forhold til overfladen.
4. Sæt vatpinden tilbage i hylstret indtil analysen skal foretages. Prøverne kan opbevares i op til en uge før analyse. Den sterile opløsning indeholder et stof (biostat), som forhindrer vækst i prøven under opbevaring. Det anbefales dog, at prøver sendes til analyse så hurtigt som muligt efter prøvetagning.

Skimmelsvampe vokser ofte på ikke-synlige steder af materialer såsom bagsiden af tapet eller gipsvægge, men ses også vokse på overflade af forskellig materialetype. Det er af største vigtighed, at vatpinden kommer i fysisk kontakt med den formodede skimmelsvamp. Den formodede skimmelsvamp på overfladen skal overføres til vatpinden, og overfladen skal forekomme ren efter prøvetagning.

Opbevar testpindene i køleskab indtil de skal bruges.

Send de udtagne prøver inkl. rapport udfyldt med:

- Rekvissions- eller skadenummer
- Adresse for prøveudtagning
- Dato for prøveudtagning
- Prøve udtaget af
- Prøve udtaget på bygningsdel / i lokale
- Kontaktperson og fakturaoplysninger inkl. mail til faktura og analyserapport.

Husk at notere prøvenummer på testpindene.

* For hurtig ekspedition, venligst send SMS på tlf. 21972497 at der er prøver på vej i posten.

Send prøverne til: SKADEteknik, Brandstrupsgade 12, kl., 9000 Aalborg. Husk porto og send gerne med quickpost.